

BAUSCH + LOMB BOSTON® SIMPLUS™

Alles-in-één contactlensvloeistof

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen.

OMSCHRIJVING: Boston SIMPLUS™ Alles-in-één contactlensvloeistof is een innovatieve reinigings-, desinfectie- en bewaarvloeistof voor vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen (RGP). De vloeistof is geschikt voor alle fluor siliconenacrylaat, siliconenacrylaat en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen. Boston SIMPLUS™ Alles-in-één verwijdert proteïnen en vetten van het lensoppervlak en helpt contactlenzen vrij te houden van hardnekkige aanslag. De vloeistof is tevens ontwikkeld om lenzen schoon te spoelen om oppervlakkige vuildeeltjes te verwijderen. Een multi-polymeer beschermingssysteem verzorgt de lens om het inzetten te versoepelen en verhoogt een gelijkmatige bevochtiging. Een gepatenteerd bevochtigend bestanddeel zorgt voor lensbevochtiging. Deze vloeistof is ontwikkeld voor een verzachtend effect op uw ogen. Het bevat tevens een conserveringssysteem dat bewezen effectief is in het vernietigen van schadelijke organismen. Deze vloeistof is effectief bij zowel het reinigen als desinfecteren en is daarnaast ook biocompatibel met uw ogen bij het lensdragen.

INHOUD: Een steriele, gebufferde wateroplossing die poloxamine, hydroxyalkylfosfonaat, boorzuur, natrium boraat, natrium chloride, hydroxypropylmethyl cellulose en Glucam bevat en is geconserveerd met chloorhexidine gluconaat (0.003%), polyaminopropyl biguanide (0.0005%).

GEBRUIKSAANWIJZING: Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:

STAP 1:

Was uw handen met milde zeep. (Let op – zeep uit pompflacons is soms op olie gebaseerd en dit kan de ogen irriteren.)

STAP 2:

Plaats de contactlenzen in de lege lenshouder en vul deze met verse Boston SIMPLUS Alles-in-één contactlensvloeistof. Laat de lenzen gedurende tenminste vier (4) uur of gedurende de nacht in de vloeistof staan.

STAP 3:

Haal de lenzen één voor één uit de lenshouder en wrijf beide zijden van de lens voorzichtig met twee (2) tot vier (4) druppels Boston SIMPLUS in de palm van uw hand gedurende twintig (20) seconden schoon. Er is geen aparte dagelijkse reiniger nodig.

STAP 4:

Spoel de contactlens gedurende vijf (5) seconden af met een constante stroom Boston SIMPLUS om losgewreven vuildeeltjes te verwijderen (N.B. afspoelen met kraanwater is niet nodig) en zet de lens in. Herhaal dit voor de andere lens.

STAP 5:

Maak de lenshouder grondig schoon met heet water en laat deze na elk gebruik geopend drogen. Let op: Voorkom verontreiniging en raak de opening van de fles niet aan met uw handen of anderszins. Houd de fles goed gesloten wanneer deze niet gebruikt wordt.

WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN:

- Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de bestanddelen van dit product.
- Niet voor gebruik bij zachte contactlenzen.
- Volg de instructies van uw contactlensspecialist nauwkeurig op. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstige ooginfecties.
- Raak de opening van de fles niet aan met uw handen, oog of anderszins. Dit kan verontreiniging of oogletsel veroorzaken.
- Was altijd uw handen voor u uw lenzen of ogen aanraakt.
- Vloeistof niet hergebruiken. Gebruik altijd verse lensvloeistof voor het reinigen en desinfecteren van uw lenzen.
- Sluit de fles na gebruik goed om besmetting of verdamping te voorkomen.
- Bewaren bij kamertemperatuur (15-30°C).
- Niet gebruiken in combinatie met oogheelkundige medicijnen tenzij onder medische begeleiding.
- Gooi resterende vloeistof weg 3 maanden na opening.
- Niet gebruiken na verstrijken houdbaarheidsdatum.
- **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**
- Lenshouders kunnen een belangrijke bron van microbiële vervuiling en oculaire irritatie vormen. De lenshouder dagelijks reinigen met een vloeistof die een oppervlaktereiniger bevat, afspoelen met heet water en geopend laten drogen. De lenshouder regelmatig vervangen.

BELANGRIJK: Indien irritatie of overmatig tranen optreedt, aanhoudt of verergert, of indien het gezichtsvermogen verslechtert, het gebruik staken en uw contactlensspecialist raadplegen.

Fabrikant: Bausch & Lomb – IOM S.p.A. - 20050 Macherio (Milan) Italy.

Distributie: Bausch & Lomb bv, Schiphol-Rijk

BOSTON en BOSTON Simplus zijn handelsmerken van Polymer Technology Corporation, a Bausch & Lomb company.

© Polymer Technology, a Bausch & Lomb company.

I51082911