

Biotrue® ONEday for Astigmatism parameters




Cilinder	LOW MINUS POWER 0.00D tot -6.00D (in stappen van 0.25D)					HIGH MINUS POWER -6.50D tot -9.00D (in stappen van 0.50D)				PLUS POWER +0.25D tot +4.00D (in stappen van 0.25D)			
	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75*	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25
10°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30°	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40°	✓	✓	✓										
50°	✓	✓	✓										
60°	✓	✓	✓			✓	✓	✓					
70°	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80°	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100°	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120°	✓	✓	✓			✓	✓	✓					
130°	✓	✓	✓										
140°	✓	✓	✓										
150°	✓	✓	✓										
160°	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*cilinder -2.75 in 0.50D oplopend

Biotrue® ONEday

nu beschikbaar in nog meer parameters

De Biotrue® ONEday contactlenzen zijn nu uitgebreid met extra parameters. Hierdoor kunnen nog meer contactlensdragers de optimale bevochtiging en het maximale comfort van deze daglenzen zelf ervaren.^{1,2}

Materiaal:	Nesofilcon A		
Watergehalte:	78%		
Zuurstoftransmissie:	42 Dk/t @ -3.00		
Visibility tint:	Lichtblauw		
Modaliteit:	Daily disposable, Daily wear indicatie		
UVA/UVB*:	Ja		
Biotrue® ONEday			
Modulus:	0.49 mPa		
Basiskromming:	8.6 mm		
Diameter:	14.2 mm		
Middendikte:	0.1 mm @ -3.00D		
Sterktebereik:	+6.00D tot -6.00D (0.25D stappen) en -6.50D tot -12.00D (0.50 stappen)		
Asferische optiek:	Ja		
Biotrue® ONEday for Astigmatism			
Lensdesign technologie:	Peri-ballast Design		
Basiskromming:	8.4 mm		
Diameter:	14.5 mm		
Sterktebereik:	Sferische sterkte	Cilindersterkte	Asrichting
	Plano tot -6.00D (in stappen van 0.25D)	-0.75, -1.25, -1.75	10° - 180°(in stappen van 10°)
		-2.25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
		-2.75*	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
	-6.50D tot -9.00D (in stappen van 0.50D)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
		-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
	+0.25D tot +4.00D (in stappen van 0.25D)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
		-2.25	10°, 20°, 80°, 90°, 100°, 160°, 170°, 180°
Stabilisatie markering:	Stabilisatiemarkering op 6 uur		Asrichting indicator varieert per as (160° getoond voorbeeld)
Biotrue® ONEday for Presbyopia			
Lensdesign technologie:	3-Zone Progressive Design, Center Near Asferische optiek		
Basiskromming:	8.6 mm		
Diameter:	14.2 mm		
Middendikte:	0.1 mm @ -3.00D		
Sterktebereik:	+6.00D tot -9.00D (in 0.25D stappen)		
Leesadditie:	LOW +0.75D tot +1.50D HIGH +1.75D tot +2.50D		

*cilinder -2.75 in 0.50D olopend

Referenties: 1. ACLM Year Book 2019. 2. A Study to Evaluate the Product Performance of a Daily Disposable Soft Contact Lens. Rochester, NY. 2012 (Comfort pp.70,71) © 2020 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ geven handelsmerken aan van Bausch & Lomb Incorporated. Andere product-/merkenamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 25091